

דין וחשבון על בדיקה מסי 7013216202

פרטי ההזמנה

שם המזמין : עמוס גזית בע"מ

מענו : מבטחים 4, קריית מטלון, פתח תקווה

תאריך ההזמנה : כ"ח מנחם-אב תש"ף (18 אוגוסט 20)

תאור המוצר

מסכת בד לאזור האף והפה, בצבע כחול (צד אחד) ולבן (צד שני):

דגם * : מסכת Livinguard דגם Ultra.

* לפי הכיתוב על אריזת המסכה.

לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : כ"ז מנחם-אב תש"ף (17 אוגוסט 20) הנוטל: המזמין

כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה

בדיקת יעילות הסינון בשמן פראפין לפי מפרט בדיקה של מת"י, כמפורט בגוף הדו"ח.

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערה:

ממצאי דו"ח זה דווחו גם בדו"ח מס. 7013215969.

לפי בקשת המזמין, דו"ח זה מייצג ממצאים עבור מסכה מדגם אחד בלבד, מתוך אלה שנבדקו בדו"ח מס.

7013215969.

שם הבודק: יניב אדוריאן תפקיד: בודק

ד' אלול תש"ף (24 אוגוסט 2020)
תאריך הפקת הדו"ח

שם המאשר: דודו וארום תפקיד: רמ"ד חלונות ומע" מיגון

דין וחשבון על בדיקה מס' 7013216202

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

תיאור המוצר :

מסכת בד לאזור האף והפה, בצבע כחול (צד אחד) ולבן (צד שני), המסומנת בכיתוב (בלבן) : livinguard : דגם* : מסכת Livinguard דגם Ultra.

* לפי הכיתוב על אריזת המסכה

תמונות :

אריזה – צד אחורי



מסכה + אריזה



דין וחשבון על בדיקה מס' 7013216202

דף 3 מתוך 3

מסקנה	תוצאות הבדיקה			אופן הבדיקה
אין מסקנה	התנגדות לזרימה: 573 פסקל			
	יעילות הסינון המחושבת (%)	מספר החלקיקים שנספרו $\times 10^3$		גודל חלקיקים (μm)
		אחרי הדוגמא הנבדקת	לפני הדוגמא הנבדקת	
	97.9%	5093	238952	0.5
	99.5%	223	40556	1.0
	99.8%	13	6521	2.0
99.8%	4	2213	2.5	
99.5%	6	1188	3.0	
	<p><u>ציוד בדיקה:</u> מונה חלקיקים TOPAS LAP 340</p> <p><u>נוזל בדיקה:</u> שמן פראפיין</p> <p><u>ספיקת אוויר:</u> 30 ליטר/דקה</p> <p><u>ממדי החלק הנבדק:</u> כל האזור הנתפס, בהתאמות קלות וללא מתיחות, בתחום הקוטר הפנימי של צינור הבדיקה (קוטר הפנימי: 60 מ"מ)</p> <p><u>עיקרון הבדיקה:</u> ספירת החלקיקים לפני ואחרי המסכה בפרק זמן קבוע</p>			

סוף דין וחשבון הבדיקה

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן